































<b>Foliodrape® Protect Plus Set Universale IV sterile</b>			<b>938707</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	
1	Foliodrape® Telo tavolo madre rinforzato	190x150 cm				
1	Foliodrape® Striscia adesiva	10x50 cm				
1	Foliodrape® Sacco di Mayo	80x145 cm				
4	Foliodrape® Salvietta assorbente	33x30 cm				
1	Foliodrape® Protect Plus Telo, lato adesivo	200x200 cm				
1	Foliodrape® Protect Plus Telo, lato adesivo	300x170 cm				
2	Foliodrape® Protect Plus Telo, lato adesivo	100x90 cm				
<b>Foliodrape® Protect Plus Set Universale VI sterile</b>			<b>938744</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	
1	Foliodrape® Telo tavolo madre rinforzato	190x150 cm				
1	Foliodrape® Sacco di Mayo	80x145 cm				
4	Foliodrape® Salvietta assorbente	33x30 cm				
1	Foliodrape® Striscia adesiva	10x50 cm				
1	Foliodrape® Protect Plus Telo, lato adesivo	300x170 cm				
2	Foliodrape® Protect Plus Telo, lato adesivo	120x100 cm				
1	Foliodrape® Protect Plus Telo, lato adesivo	200x200 cm				
<b>Foliodrape® Protect Set Universale Fessurato I sterile</b>			<b>936735</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	
1	Foliodrape® Telo tavolo madre rinforzato	190x150 cm				
1	Foliodrape® Sacco di Mayo	80x145 cm				
4	Foliodrape® Salvietta assorbente	33x30 cm				
1	Foliodrape® Striscia adesiva	10x50 cm				
1	Foliodrape® Protect Telo Fessurato, U adesiva 20x115 cm	200x260 cm				
1	Foliodrape® Protect Telo, lato adesivo	75x90 cm				
1	Foliodrape® Protect Telo, lato adesivo	240x150 cm				
<b>Foliodrape® Protect Plus Set Universale Fessurato I sterile, con carta medicale</b>			<b>938932</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	
1	Foliodrape® Telo tavolo madre rinforzato	190x150 cm				
2	Foliodrape® Salvietta assorbente	33x30 cm				
2	Foliodrape® Striscia adesiva	10x50 cm				
1	Foliodrape® Protect Plus Telo Fessurato, U adesiva 6.5x95 cm	200x260 cm				
1	Foliodrape® Protect Plus Telo, lato adesivo	250x170 cm				
<b>Foliodrape® Protect Plus Set Universale Fessurato II sterile</b>			<b>938708</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	
1	Foliodrape® Telo tavolo madre rinforzato	190x150 cm				
1	Foliodrape® Sacco di Mayo	80x145 cm				
4	Foliodrape® Salvietta assorbente	33x30 cm				
1	Foliodrape® Striscia adesiva	10x50 cm				
1	Foliodrape® Protect Plus Telo Fessurato, U adesiva 6.5x65 cm	245x150 cm				
1	Foliodrape® Protect Plus Telo, lato adesivo	200x245 cm				
<b>Foliodrape® Protect Plus Set Universale Fessurato III sterile</b>			<b>938739</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	
1	Foliodrape® Telo tavolo madre rinforzato	190x150 cm				
1	Foliodrape® Sacco di Mayo	80x145 cm				
4	Foliodrape® Salvietta assorbente	33x30 cm				
1	Foliodrape® Protect Plus Telo Fessurato, U adesiva 95x15 cm	200x260 cm				
1	Foliodrape® Protect Plus Telo, lato adesivo	250x170 cm				
1	Foliodrape® Telo tavolo rinforzato piegato	190x150 cm				
1	Foliodrape® Striscia adesiva	10x50 cm				
<b>Foliodrape® Protect Set Base I sterile, con carta medicale</b>			<b>938913</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	
1	Foliodrape® Telo tavolo madre rinforzato	190x150 cm				
2	Foliodrape® Salvietta assorbente	33x30 cm				
4	Foliodrape® Protect Telo, lato adesivo	75x75 cm				
<b>Foliodrape® Protect Set Base II sterile, con carta medicale</b>			<b>938925</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	
1	Foliodrape® Telo tavolo madre rinforzato	190x150 cm				
2	Foliodrape® Salvietta assorbente	33x30 cm				
1	Foliodrape® Striscia adesiva	10x50 cm				
4	Foliodrape® Protect Telo, lato adesivo	90x75 cm				

<b>Foliodrape® Protect Set Chirurgia minore I sterile</b>			<b>938722</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	
1	Foliodrape® Telo tavolo madre rinforzato	190x150 cm				
2	Foliodrape® Salvietta assorbente	33x30 cm				
1	Foliodrape® Protect Telo, foro adesivo Ø 14.5	200x240 cm				
<b>Foliodrape® Protect Set Fenestrato I sterile, con carta medicale</b>			<b>936761</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	
1	Foliodrape® Telo tavolo madre rinforzato	190x150 cm				
2	Foliodrape® Salvietta assorbente	33x30 cm				
1	Foliodrape® Protect Telo Pacemaker, foro adesivo 15x12 cm	250x170 cm				
<b>Foliodrape® Protect Set Fenestrato II sterile</b>			<b>936762</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	
1	Foliodrape® Telo tavolo madre rinforzato	190x150 cm				
2	Foliodrape® Salvietta assorbente	33x30 cm				
1	Foliodrape® Protect Telo Pacemaker, foro adesivo 15x12 cm	250x170 cm				
1	Foliodrape® Sacco di Mayo	80x145 cm				
<b>Foliodrape® Protect Plus Set Laparoscopia I sterile</b>			<b>938709</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	
1	Foliodrape® Telo tavolo madre rinforzato	190x150 cm				
1	Foliodrape® Sacco di Mayo	80x145 cm				
4	Foliodrape® Salvietta assorbente	33x30 cm				
1	Foliodrape® Protect Plus Telo Addominale, apertura 32x28 cm con film di incisione fenestrato, tasche portastrumenti bilaterali	250x320 cm				
1	Foliodrape® Striscia adesiva	10x50 cm				
<b>Foliodrape® Protect Plus Set Laparoscopia II con gambali sterile</b>			<b>938713</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	
1	Foliodrape® Telo tavolo madre rinforzato	190x150 cm				
1	Foliodrape® Sacco di Mayo	80x145 cm				
4	Foliodrape® Salvietta assorbente	33x30 cm				
1	Foliodrape® Striscia adesiva	10x50 cm				
1	Foliodrape® Velcro	2x23 cm				
1	Foliodrape® Protect Plus Telo Addominale, apertura 32x28 cm con film di incisione fenestrato, tasche portastrumenti bilaterali e gambali	250/260x280 cm				

## Chirurgia urologica-ginecologica

<b>Foliodrape® Protect Set Ginecologia / Perineale I sterile</b>		<b>938745</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	
1	Foliodrape® Telo tavolo madre rinforzato	190x150 cm			
4	Foliodrape® Salvietta assorbente	33x30 cm			
1	Foliodrape® Protect Telo Ginecologico / Perineale , foro adesivo 7x10 cm, gambali	160/280x230 cm			
<b>Foliodrape® Protect Plus Set Ginecologia / Perineale II sterile</b>		<b>938719</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	
1	Foliodrape® Telo tavolo madre rinforzato	190x150 cm			
1	Foliodrape® Sacco di Mayo	80x145 cm			
4	Foliodrape® Salvietta assorbente	33x30 cm			
1	Foliodrape® Striscia adesiva	10x50 cm			
1	Foliodrape® Protect Plus Telo Ginecologico/Perineale, foro adesivo 9x12 cm, gambali	250/280x280 cm			
1	Foliodrape® Protect Telo, lato adesivo	50x50 cm			
1	Foliodrape® Protect Telo	90x75 cm			
<b>Foliodrape® Protect Set Ginecologia / Perineale III sterile</b>		<b>938903</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	
1	Foliodrape® Telo tavolo madre rinforzato	190x150 cm			
1	Foliodrape® Salvietta assorbente	33x30 cm			
1	Foliodrape® Striscia adesiva	10x50 cm			
1	Foliodrape® Protect Telo Ginecologico / Perineale, foro adesivo 9x12 cm, gambali, sacca raccolta liquidi	250/280x280 cm			
1	Foliodrape® Protect Telo	90x75 cm			
<b>Foliodrape® Protect Set I TVT / Perineale sterile, con carta medicale</b>		<b>936727</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	
1	Foliodrape® Telo tavolo madre rinforzato	190x150 cm			
2	Foliodrape® Salvietta assorbente	33x30 cm			
1	Foliodrape® Striscia adesiva	10x50 cm			
1	Foliodrape® Protect Telo TVT / Perineale 225/280x280 cm, foro trapezoidale 19/11x28 cm, gambali, sacca raccolta liquidi	225/280x280 cm			
1	Foliodrape® Protect Telo	90x75 cm			
<b>Foliodrape® Protect Set Perineale II sterile</b>		<b>938725</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	
1	Foliodrape® Protect Telo tavolo madre	100x150 cm			
2	Foliodrape® Salvietta assorbente	33x30 cm			
1	Foliodrape® Protect Telo Perineale, foro adesivo romboidale 12x8 cm	75x200 cm			
1	Foliodrape® Protect Telo	90x75 cm			
2	Foliodrape® Protect Gambali	75x140 cm			
<b>Foliodrape® Protect Set Perineale III sterile</b>		<b>938727</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	
1	Foliodrape® Protect Telo tavolo madre	100x150 cm			
4	Foliodrape® Salvietta assorbente	33x30 cm			
1	Foliodrape® Protect Telo Perineale, foro adesivo 10x7 cm	100x200 cm			
1	Foliodrape® Protect Telo	90x75 cm			
2	Foliodrape® Protect Gambali	75x140 cm			
<b>Foliodrape® Protect Set Urologia II sterile</b>		<b>938700</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	
1	Foliodrape® Telo tavolo madre rinforzato	190x150 cm			
4	Foliodrape® Salvietta assorbente	33x30 cm			
1	Foliodrape® Striscia adesiva	10x50 cm			
1	Foliodrape® Protect Telo Urologia, fori Ø 7 / 7x10 cm, gambali, sacca raccolta liquidi e ditale	200/280x185 cm			
<b>Foliodrape® Protect Set Urologia III sterile, con carta medicale</b>		<b>938908</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	
1	Foliodrape® Telo tavolo madre rinforzato	190x150 cm			
2	Foliodrape® Salvietta assorbente	33x30 cm			
1	Foliodrape® Striscia adesiva	10x50 cm			
1	Foliodrape® Protect Telo Urologia, fori Ø 7 / 7x10 cm, gambali, sacca raccolta liquidi e ditale	220/280x230 cm			

<b>Foliodrape® Protect Set Urologia IV sterile</b>		<b>936728</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	
1	Foliodrape® Telo tavolo madre rinforzato	190x150 cm			
2	Foliodrape® Salvietta assorbente	33x30 cm			
1	Foliodrape® Striscia adesiva	10x50 cm			
1	Foliodrape® Protect Telo Urologia, fori Ø 7 / 7x10 cm, gambali, sacca raccolta liquidi con lacci e ditale	220/280x230 cm			
<b>Foliodrape® Protect Set Urologia VI sterile</b>		<b>938749</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	
1	Foliodrape® Telo tavolo madre rinforzato	190x150 cm			
1	Foliodrape® Sacco di Mayo	80x145 cm			
4	Foliodrape® Salvietta assorbente	33x30 cm			
1	Foliodrape® Protect Telo Urologia, foro romboidale 12x8 cm e setaccio	100x230 cm			
2	Foliodrape® Gambali	75x140 cm			
1	Foliodrape® Protect Telo	90x75 cm			
<b>Foliodrape® Protect Set Nefroscopia sterile</b>		<b>938752</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	
1	Foliodrape® Telo tavolo madre rinforzato	190x150 cm			
2	Foliodrape® Salvietta assorbente	33x30 cm			
1	Foliodrape® Protect Telo Nefroscopia, foro adesivo 20x15 cm, sacca raccolta liquidi, due velcri	300x170 cm			
<b>Foliodrape® Protect Plus Set Addomino - Perineale I sterile, con carta medicale</b>		<b>938911</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	
1	Foliodrape® Telo tavolo madre rinforzato	190x150 cm			
2	Foliodrape® Salvietta assorbente	33x30 cm			
1	Foliodrape® Striscia adesiva	10x50 cm			
1	Foliodrape® Velcro	2x23 cm			
1	Foliodrape® Protect Plus Telo Addomino - Perineale a T, apertura addominale 26x30 cm con film di incisione fenestrato, foro perineale adesivo 12x15 cm, tasche portastrumenti bilaterali e gambali	250/280x295 cm			
1	Foliodrape® Protect Telo	90x75 cm			
<b>Foliodrape® Protect Plus Set Addomino - Perineale V sterile</b>		<b>936804</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	
1	Foliodrape® Telo tavolo madre rinforzato	190x150 cm			
1	Foliodrape® Sacco di Mayo	80x145 cm			
2	Foliodrape® Salvietta assorbente	33x30 cm			
1	Foliodrape® Striscia adesiva	10x50 cm			
1	Foliodrape® Velcro	2x23 cm			
1	Foliodrape® Protect Plus Telo Ginecologia Addomino - Perineale, apertura addominale 30x40 cm con film di incisione fenestrato, foro perineale 12x15 cm, tasche portastrumenti bilaterali e gambali	260/280x320			
1	Foliodrape® Protect Telo, lato adesivo	90x75 cm			
<b>Foliodrape® Protect Plus Set Addomino - Perineale VI sterile</b>		<b>938714</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	
1	Foliodrape® Telo tavolo madre rinforzato	190x150 cm			
1	Foliodrape® Sacco di Mayo	80x145 cm			
4	Foliodrape® Salvietta assorbente	33x30 cm			
1	Foliodrape® Striscia adesiva	10x50 cm			
2	Foliodrape® Velcro	2x23 cm			
1	Foliodrape® Protect Plus Telo Addomino - Perineale, apertura addominale adesiva 28x32 cm con film di incisione fenestrato, foro perineale 12x15 cm e gambali	250/260x290 cm			
1	Foliodrape® Protect Telo	90x75 cm			
<b>Foliodrape® Protect Plus Set Addomino - Perineale VII sterile, con carta medicale</b>		<b>936279</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	
1	Foliodrape® Telo tavolo madre rinforzato	190x150 cm			
2	Foliodrape® Striscia adesiva	10x50 cm			
1	Foliodrape® Telo tavolo rinforzato piegato	190x150 cm			
2	Foliodrape® Protect Plus Telo, lato adesivo	100x90 cm			
1	Foliodrape® Protect Telo, lato adesivo	75x75 cm			
1	Foliodrape® Protect Plus Telo, lato adesivo	250x170 cm			
1	Foliodrape® Telo sottosacrale	100x120 cm			
2	Foliodrape® Protect Gambali	75x140 cm			


**Foliodrape® Protect Plus Set Ginecologia / Addomino - Perineale II sterile**

938710








5

1








1	Foliodrape® Telo tavolo madre rinforzato	190x150 cm
1	Foliodrape® Sacco di Mayo	80x145 cm
4	Foliodrape® Salvietta assorbente	33x30 cm
1	Foliodrape® Striscia adesiva	10x50 cm
1	Foliodrape® Protect Plus Telo Ginecologia Addomino - Perineale , apertura addominale 29x19 cm con film di incisione fenestrato, foro adesivo perineale 9x12 cm, gambali	250/280x230 cm
1	Foliodrape® Protect Telo, lato adesivo	90x75 cm









## Ginecologica - Ostetricia

<b>Foliodrape® Protect Set Parto I sterile</b>		<b>936811</b>	12	2	
1	Foliodrape® Protect Telo tavolo madre	120x95 cm			
1	Foliodrape® Salvietta assorbente	33x30 cm			
1	Foliodrape® Telo neonato	87x90 cm			
1	Foliodrape® Protect Telo	75x45 cm			
1	Foliodrape® Protect Telo sottosacrale	100x120 cm			
<b>Foliodrape® Protect Set Parto II sterile</b>		<b>936796</b>	8	2	
1	Foliodrape® Protect Telo tavolo madre	100x150 cm			
2	Foliodrape® Salvietta assorbente	33x30 cm			
1	Foliodrape® Telo neonato	87x90 cm			
1	Foliodrape® Protect Telo	90x75 cm			
1	Foliodrape® Protect Telo sottosacrale, doppia sacca	90x90 cm			
<b>Foliodrape® Protect Set Parto IV sterile</b>		<b>279211</b>	10	1	
1	Foliodrape® Protect Telo tavolo madre	100x150 cm			
2	Foliodrape® Salvietta assorbente	33x30 cm			
1	Foliodrape® Telo neonato	87x90 cm			
1	Foliodrape® Protect Telo	75x75 cm			
1	Foliodrape® Protect Telo, lato adesivo	75x90 cm			
1	Foliodrape® Protect Telo sottosacrale, sacca PE	75x125 cm			
2	Foliodrape® Leggings PE	75x140 cm			
<b>Foliodrape® Protect Set Cesareo I sterile, con carta medicale</b>		<b>938904</b>	4	1	
1	Foliodrape® Telo tavolo madre rinforzato	190x150 cm			
2	Foliodrape® Salvietta assorbente	33x30 cm			
1	Foliodrape® Striscia adesiva	10x50 cm			
1	Foliodrape® Protect Telo Cesareo, foro 24x19 cm, film di incisione fenestrato, sacca raccolta liquidi, velcro	250/200x315 cm			
1	Foliodrape® Telo Neonato	87x90 cm			
<b>Foliodrape® Protect Set Cesareo II sterile, con carta medicale</b>		<b>938918</b>	4	1	
1	Foliodrape® Telo tavolo madre rinforzato	190x150 cm			
2	Foliodrape® Salvietta assorbente	33x30 cm			
1	Foliodrape® Striscia adesiva	10x50 cm			
1	Foliodrape® Protect Telo Cesareo, foro 29x19 cm, film di incisione integrale, sacca raccolta liquidi, velcro	250/200x320 cm			
1	Foliodrape® Telo Neonato	87x90 cm			
<b>Foliodrape® Protect Set Cesareo III sterile</b>		<b>938720</b>	5	1	
1	Foliodrape® Telo tavolo madre rinforzato	190x150 cm			
1	Foliodrape® Sacco di Mayo	80x145 cm			
4	Foliodrape® Salvietta assorbente	33x30 cm			
1	Foliodrape® Striscia adesiva	10x50 cm			
1	Foliodrape® Protect Telo Cesareo, foro 24x19 cm, film di incisione fenestrato, sacca raccolta liquidi, velcro	250/200x315 cm			
1	Foliodrape® Telo Neonato	87x90 cm			
<b>Foliodrape® Protect Set Cesareo IV con gambali sterile</b>		<b>938711</b>	4	1	
1	Foliodrape® Telo tavolo madre rinforzato	190x150 cm			
1	Foliodrape® Sacco di Mayo	80x145 cm			
4	Foliodrape® Salvietta assorbente	33x30 cm			
1	Foliodrape® Striscia adesiva	10x50 cm			
1	Foliodrape® Protect Telo Cesareo, foro 24x19 cm, film di incisione fenestrato, sacca raccolta liquidi, gambali, velcro	250/260x300 cm			
1	Foliodrape® Telo Neonato	87x90 cm			
1	Foliodrape® Protect Telo	100x90 cm			

## Ortopedia - Traumatologia

<b>Foliodrape® Protect Set Artroscofia ginocchio I sterile, con carta medicale</b>		<b>938909</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	
1	Foliodrape® Telo tavolo madre rinforzato	190x150 cm			
1	Foliodrape® Protect Telo Artroscofia ginocchio, foro elastico 5x7 cm, sacca raccolta liquidi, velcro	200x320 cm			
1	Foliodrape® Protect Telo Approccio	100x150 cm			
<b>Foliodrape® Protect Set Artroscofia ginocchio II sterile</b>		<b>938729</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	
1	Foliodrape® Telo tavolo madre rinforzato	190x150 cm			
1	Foliodrape® Sacco di Mayo	80x145 cm			
3	Foliodrape® Striscia adesiva	10x50 cm			
1	Foliodrape® Protect Telo Estremità, foro Ø 7 cm	200x300 cm			
1	Foliodrape® Stockinette	35x55 cm			
1	Foliodrape® Copritelecamera	13x250 cm			
<b>Foliodrape® Protect Set Artroscofia ginocchio IV sterile</b>		<b>938703</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	
1	Foliodrape® Telo tavolo madre rinforzato	190x150 cm			
1	Foliodrape® Sacco di Mayo	80x145 cm			
4	Foliodrape® Salvietta assorbente	33x30 cm			
2	Foliodrape® Striscia adesiva	10x50 cm			
1	Foliodrape® Protect Telo Artroscofia ginocchio, foro elastico 5x7 cm, sacca raccolta liquidi, velcro	245x320 cm			
1	Foliodrape® Stockinette	35x80 cm			
1	Foliodrape® Telo tavolo rinforzato piegato	190x150 cm			
<b>Foliodrape® Protect Set Artroscofia Spalla II sterile</b>		<b>938726</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	
1	Foliodrape® Telo tavolo madre	190x150 cm			
1	Foliodrape® Sacco di Mayo	80x145 cm			
2	Foliodrape® Salvietta assorbente	33x30 cm			
1	Foliodrape® Striscia adesiva	10x50 cm			
1	Foliodrape® Protect Telo Artroscofia Spalla, foro elastico Ø 12 cm, sacca raccolta liquidi, due velcri	400x225 cm			
1	Foliodrape® Protect Telo, lato adesivo	90x75 cm			
1	Foliodrape® Stockinette	25x80 cm			
<b>Foliodrape® Protect Plus Set Artroscofia Spalla III sterile, extra rinforzato</b>		<b>938702</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	
1	Foliodrape® Telo tavolo madre rinforzato	190x150 cm			
1	Foliodrape® Sacco di Mayo	80x145 cm			
4	Foliodrape® Salvietta assorbente	33x30 cm			
2	Foliodrape® Striscia adesiva	10x50 cm			
1	Foliodrape® Protect Plus <b>extra rinforzato</b> Telo Fessurato, U adesiva 10x60 cm	200x260 cm			
1	Foliodrape® Protect Plus Telo, lato adesivo	240x150 cm			
1	Foliodrape® Protect Telo	175x150 cm			
1	Foliodrape® Stockinette	25x80 cm			
1	Foliodrape® Copritelecamera	13x250 cm			
<b>Foliodrape® Protect Plus Set Mano I sterile, con carta medicale</b>		<b>938906</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	
1	Foliodrape® Telo tavolo madre	190x150 cm			
1	Foliodrape® Velcro	2x23 cm			
1	Foliodrape® Protect Plus Telo Mano , foro elastico Ø 3 cm	200/270x320 cm			
1	Foliodrape® Protect Telo	100x150 cm			
<b>Foliodrape® Protect Plus Set Mano II sterile</b>		<b>938737</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	
1	Foliodrape® Telo tavolo madre	190x150 cm			
1	Foliodrape® Sacco di Mayo	80x145 cm			
2	Foliodrape® Salvietta assorbente	33x30 cm			
1	Foliodrape® Velcro	2x23 cm			
1	Foliodrape® Protect Plus Telo Mano, foro elastico Ø 3 cm	200/270x320 cm			
1	Foliodrape® Protect Telo	100x150 cm			



<b>Foliodrape® Protect Plus Set Mano / Piede I sterile, con carta medicale</b>				<b>938929</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	
1	Foliodrape® Telo tavolo madre rinforzato	190x150 cm					
1	Foliodrape® Velcro	2x23 cm					
1	Foliodrape® Protect Plus Telo Mano / Piede, foro elastico Ø 3 cm	225x320 cm					
1	Foliodrape® Protect Telo	100x150 cm					
<b>Foliodrape® Protect Plus Set Mano / Piede III sterile</b>				<b>938716</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	
1	Foliodrape® Telo tavolo madre rinforzato	190x150 cm					
1	Foliodrape® Sacco di Mayo	80x145 cm					
2	Foliodrape® Salvietta assorbente	33x30 cm					
1	Foliodrape® Protect Plus Telo Mano / Piede, foro elastico Ø 3 cm	245x320 cm					
1	Foliodrape® PE Telo Approccio	150x200 cm					
1	Foliodrape® Velcro	2x23 cm					
<b>Foliodrape® Protect Plus Set Spalla sterile, extra rinforzato</b>				<b>936755</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	
1	Foliodrape® Protect Plus Telo tavolo madre	200x150 cm					
4	Foliodrape® Salvietta assorbente	33x30 cm					
2	Foliodrape® Striscia adesiva	10x50 cm					
1	Foliodrape® Protect Plus <b>extra rinforzato</b> Telo Fessurato, U adesiva 10x60 cm	200x260 cm					
1	Foliodrape® Protect Plus Telo, lato adesivo	300x170 cm					
1	Foliodrape® PE Telo Approccio	200x150 cm					
1	Foliodrape® Sacco di Mayo rinforzato	80x145 cm					
1	Foliodrape® Protect Telo	90x75 cm					
1	Foliodrape® Stockinette	25x80 cm					
<b>Foliodrape® Protect Plus Set Anca II sterile, extra rinforzato, con carta medicale</b>				<b>936810</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	
1	Foliodrape® Telo tavolo madre rinforzato	190x150 cm					
4	Foliodrape® Salvietta assorbente	33x30 cm					
2	Foliodrape® Striscia adesiva	10x50 cm					
1	Foliodrape® Protect Plus <b>extra rinforzato</b> Telo Fessurato, U adesiva 10x95 cm	200x260 cm					
1	Foliodrape® PE Telo Approccio fessurato, Uadesiva 6.5x85 cm	150x220 cm					
1	Foliodrape® Protect Plus Telo, lato adesivo	300x170 cm					
1	Foliodrape® Telo tavolo rinforzato piegato	190x150 cm					
<b>Foliodrape® Protect Plus Set Anca III sterile, extra rinforzato</b>				<b>938902</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	
1	Foliodrape® Telo tavolo madre rinforzato	190x150 cm					
4	Foliodrape® Salvietta assorbente	33x30 cm					
2	Foliodrape® Striscia adesiva	10x50 cm					
1	Foliodrape® Protect Plus <b>extra rinforzato</b> Telo Fessurato, U adesiva 6.5x95 cm	200x260 cm					
1	Foliodrape® Protect Telo, lato adesivo	300x170 cm					
1	Foliodrape® Protect Telo	100x150 cm					
1	Foliodrape® PE Telo Approccio fessurato, U adesiva 6.5x85 cm	150x220 cm					
1	Foliodrape® Sacco di Mayo	80x145 cm					
<b>Foliodrape® Protect Plus Set Anca V sterile</b>				<b>938738</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	
1	Foliodrape® Telo tavolo madre rinforzato	190x150 cm					
1	Foliodrape® Sacco di Mayo	80x145 cm					
4	Foliodrape® Salvietta assorbente	33x30 cm					
2	Foliodrape® Striscia adesiva	10x50 cm					
1	Foliodrape® Protect Plus Telo Anca, foro elastico 18x21 cm, sacche bilaterali, due fissatubi integrati	280/225x335 cm					
2	Foliodrape® Protect Telo, lato adesivo	75x75 cm					
1	Foliodrape® Protect Telo Approccio	200x150 cm					
1	Foliodrape® Stockinette	35x120 cm					

<b>Foliodrape® Protect Plus Set Anca VII sterile, extra rinforzato</b>			<b>938772</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	
1	Foliodrape® Telo tavolo madre rinforzato	190x150 cm				
1	Foliodrape® Sacco di Mayo	80x145 cm				
4	Foliodrape® Salvietta assorbente	33x30 cm				
2	Foliodrape® Striscia adesiva	10x50 cm				
1	Foliodrape® Protect Plus Telo <b>extra rinforzato</b> Fessurato, U adesiva 10x95 cm	245x280 cm				
1	Foliodrape® Protect Plus Telo, lato adesivo	300x170 cm				
1	Foliodrape® Protect Telo	90x75 cm				
1	Foliodrape® Stockinette	35x120 cm				
1	Foliodrape® Telo tavolo rinforzato piegato	190x150 cm				
<b>Foliodrape® Protect Set Estremità I sterile, con carta medicale</b>			<b>936742</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	
1	Foliodrape® Telo tavolo madre rinforzato	160x150 cm				
1	Foliodrape® Protect Telo Estremità, foro elastico Ø 3 cm	150x200 cm				
<b>Foliodrape® Protect Plus Set Estremità II sterile, con carta medicale</b>			<b>938905</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	
1	Foliodrape® Telo tavolo madre rinforzato	190x150 cm				
1	Foliodrape® Protect Plus Telo Estremità, foro elastico 5x7 cm, velcro	225x320 cm				
1	Foliodrape® Protect Telo Approcchio	100x150 cm				
<b>Foliodrape® Protect Plus Set Estremità VI sterile, extra rinforzato</b>			<b>938773</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	
1	Foliodrape® Telo tavolo madre rinforzato	190x150 cm				
1	Foliodrape® Sacco di Mayo	80x145 cm				
4	Foliodrape® Salvietta assorbente	33x30 cm				
2	Foliodrape® Striscia adesiva	10x50 cm				
1	Foliodrape® Protect Plus <b>extra rinforzato</b> Telo Estremità, foro 5x7 cm, velcro	225x320 cm				
1	Foliodrape® Stockinette	35x80 cm				
1	Foliodrape® Telo tavolo madre rinforzato piegato	190x150 cm				
<b>Foliodrape® Protect Plus Set Estremità VII sterile, extra rinforzato</b>			<b>938774</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	
1	Foliodrape® Telo tavolo madre rinforzato	190x150 cm				
1	Foliodrape® Sacco di Mayo	80x145 cm				
4	Foliodrape® Salvietta assorbente	33x30 cm				
2	Foliodrape® Striscia adesiva	10x50 cm				
1	Foliodrape® Protect Plus <b>extra rinforzato</b> Telo Estremità, foro 5x7 cm, velcro	225x320 cm				
1	Foliodrape® Protect Telo, lato adesivo	75x75 cm				
1	Foliodrape® Telo tavolo madre rinforzato piegato	190x150 cm				
<b>Foliodrape® Protect Set Estremità Fessurato I sterile</b>			<b>936831</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	
1	Foliodrape® Telo tavolo madre rinforzato	190x150 cm				
1	Foliodrape® Sacco di Mayo	80x145 cm				
2	Foliodrape® Salvietta assorbente	33x30 cm				
1	Foliodrape® Protect Telo Fessurato, U adesiva 6.5x95 cm	200x260 cm				
1	Foliodrape® Protect Telo	175x150 cm				
1	Foliodrape® Protect Telo, lato adesivo	240x150 cm				
<b>Foliodrape® Protect Plus Set Estremità Fessurato II sterile, extra rinforzato</b>			<b>938740</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	
1	Foliodrape® Telo tavolo madre rinforzato	190x150 cm				
1	Foliodrape® Sacco di Mayo	80x145 cm				
4	Foliodrape® Salvietta assorbente	33x30 cm				
1	Foliodrape® Striscia adesiva	10x50 cm				
1	Foliodrape® Protect Plus <b>extra rinforzato</b> Telo Fessurato, U adesiva 15x95 cm	200x260 cm				
1	Foliodrape® Protect Telo, lato adesivo	250x170 cm				
1	Foliodrape® Protect Telo	200x150 cm				
1	Foliodrape® Protect Telo Perineale, lato adesivo	20x37.5 cm				


**Foliodrape® Set Isolamento verticale I PE sterile, con carta medicale**

938907

7

1

- 1 Foliodrape® Telo tavolo madre rinforzato 190x150 cm
- 1 Foliodrape® Salvietta assorbente 33x30 cm
- 1 Foliodrape® Telo Verticale PE, foro 70x30 cm con film incisione integrale, sacca raccolta liquidi e tasche portastrumenti 320x234 cm


**Foliodrape® Set Isolamento verticale II PE, sterile**

938705









8

1

- 1 Foliodrape® Telo tavolo madre rinforzato 190x150 cm
- 1 Foliodrape® Sacco di Mayo 80x145 cm
- 2 Foliodrape® Salvietta assorbente 33x30 cm
- 1 Foliodrape® Telo Verticale PE, foro 70x30 cm con film incisione integrale, sacca raccolta liquidi e tasche portastrumenti 320x234 cm



## ENT-Maxillo

<b>Foliodrape® Protect Plus Set ENT / Maxillofacciale I sterile</b>				<b>936848</b>	10	1	
1	Foliodrape® Telo tavolo madre rinforzato	190x150 cm					
1	Foliodrape® Salvietta assorbente	33x30 cm					
1	Foliodrape® Striscia adesiva	10x50 cm					
1	Foliodrape® Protect Plus Telo, foro 4x6,5 cm, film di incisione fenestrato	170x260 cm					
<b>Foliodrape® Protect Set ENT / Maxillofacciale II sterile, con carta medicale</b>				<b>938912</b>	5	2	
1	Foliodrape® Telo tavolo madre rinforzato	160x150 cm					
1	Foliodrape® Salvietta assorbente	33x30 cm					
1	Foliodrape® Protect Telo, foro adesivo Ø10 cm	170x250 cm					
<b>Foliodrape® Protect Set ENT / Maxillofacciale I sterile</b>				<b>938747</b>	12	1	
1	Foliodrape® Telo tavolo madre rinforzato	190x150 cm					
1	Foliodrape® Protect Telo, foro adesivo 10x10 cm	200x240 cm					
<b>Foliodrape® Protect Plus Set ENT / Maxillofacciale II sterile</b>				<b>938735</b>	8	1	
1	Foliodrape® Telo tavolo madre rinforzato	190x150 cm					
1	Foliodrape® Sacco di Mayo	80x145 cm					
2	Foliodrape® Salvietta assorbente	33x30 cm					
1	Foliodrape® Striscia adesiva	10x50 cm					
1	Foliodrape® Protect Plus Telo Fessurato adesivo, U 6.5x40 cm	150x125 cm					
1	Foliodrape® Protect Plus Telo, lato adesivo	200x200 cm					
<b>Foliodrape® Protect Set Maxillofacciale con turbante I sterile</b>				<b>936853</b>	8	1	
1	Foliodrape® Telo tavolo madre rinforzato	190x150 cm					
1	Foliodrape® Sacco di Mayo	80x145 cm					
1	Foliodrape® Striscia adesiva	10x50 cm					
1	Foliodrape® Protect Telo turbante	175x150 cm / 100 x 110 cm					
1	Foliodrape® Protect Telo, lato adesivo	200x200 cm					
<b>Foliodrape® Protect Plus Set Maxillo con turbante I sterile</b>				<b>936847</b>	6	1	
1	Foliodrape® Telo tavolo madre rinforzato	190x150 cm					
4	Foliodrape® Salvietta assorbente	33x30 cm					
1	Foliodrape® Protect Telo Fessurato, U adesiva 10x60 cm	225x280 cm					
1	Foliodrape® Protect Telo con turbante; SMS	100x65 cm/90x75 cm					
<b>Foliodrape® Protect Plus Set Maxillofacciale con turbante II sterile</b>				<b>938748</b>	6	1	
1	Foliodrape® Telo tavolo madre rinforzato	190x150 cm					
1	Foliodrape® Sacco di Mayo	80x145 cm					
4	Foliodrape® Salvietta assorbente	33x30 cm					
1	Foliodrape® Protect Plus Telo Fessurato, U adesiva 10x60 cm	225x280 cm					
1	Foliodrape® Protect Telo turbante	100x65 cm/ 90x75 cm					
<b>Foliodrape® Protect Plus Set Testa / Collo sterile, con carta medicale</b>				<b>938928</b>	8	1	
1	Foliodrape® Telo tavolo madre rinforzato	190x150 cm					
1	Foliodrape® Velcro	2x23 cm					
1	Foliodrape® Protect Plus Telo Fessurato, U adesiva 6.5x55 cm	200x300 cm					
1	Foliodrape® Protect Telo, lato adesivo	130x100 cm					


## Oculistica

### Foliodrape® Protect Set Oftalmologia I sterile

938937

9

2




1	Foliodrape® Telo tavolo madre rinforzato	160x150 cm
1	Foliodrape® Protect Telo Oftalmologia, foro 12x10 cm, film di incisione integrale e sacca raccolta liquidi	150x150 cm

### Foliodrape® Protect Set Oftalmologia II sterile

938935

7

1



1	Foliodrape® Telo tavolo madre rinforzato	190x150 cm
1	Foliodrape® Protect Telo Oftalmologia, foro 6.5x4 cm, film di incisione fenestrato, sacca raccolta liquidi circolare	170x280 cm


## Neurochirurgia

### Foliodrape® Protect Plus Set Neurochirurgia I sterile

936770

6

1




1	Foliodrape® Telo tavolo madre rinforzato	190x150 cm
1	Foliodrape® Protect Plus Telo Neurochirurgia, foro 19x30 cm, film di incisione integrale, sacca raccolta liquidi	245x320 cm

### Foliodrape® Protect Plus Set Neurochirurgia II sterile

938741

5

1




1	Foliodrape® Telo tavolo madre rinforzato	190x150 cm
1	Foliodrape® Sacco di Mayo	80x145 cm
2	Foliodrape® Salvietta assorbente	33x30 cm
1	Foliodrape® Striscia adesiva	10x50 cm
2	Foliodrape® Velcro	2x23 cm
1	Foliodrape® Protect Plus Telo Neurochirurgia, foro 19x30 cm, film di incisione integrale, sacca raccolta liquidi	245x320 cm
4	Foliodrape® Protect Telo, lato adesivo	50x50 cm

### Foliodrape® Protect Plus Set Addomino / Spinale sterile

938734






5

1



1	Foliodrape® Telo tavolo madre rinforzato	190x150 cm
1	Foliodrape® Sacco di Mayo	80x145 cm
4	Foliodrape® Salvietta assorbente	33x30 cm
1	Foliodrape® Striscia adesiva	10x50 cm
1	Foliodrape® Protect Plus Telo Addomino / Spinale a T, foro adesivo 9x22 cm, velcro	260/200x320 cm

## Cardio - Angiografia

<b>Foliodrape® Protect Plus Set Angiografia Radiale-Femorale I sterile, con carta medicale</b>		<b>938921</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	
1	Foliodrape® Telo tavolo madre rinforzato	190x150 cm			
2	Foliodrape® Salvietta assorbente	33x30 cm			
1	Foliodrape® Protect Plus Telo Angiografia, 2 fori radiali e 2 fori femorali Ø 8/16 cm e 7x12cm, bande laterali in PE	239x338 cm			
1	Foliodrape® Cuffia copristrumento, rotonda	80x40 cm			
<b>Foliodrape® Protect Plus Set Angiografia I sterile</b>		<b>938731</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	
1	Foliodrape® Telo tavolo madre rinforzato	190x150 cm			
2	Foliodrape® Salvietta assorbente	33x30 cm			
1	Foliodrape® Velcro	2x23 cm			
1	Foliodrape® Protect Plus Telo Angiografia, fori Ø 8/16 cm, film di incisione fenestrato, bande laterali in PE	220x340 cm			
<b>Foliodrape® Protect Plus Set Angiografia II sterile, con carta medicale</b>		<b>938920</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	
1	Foliodrape® Telo tavolo madre rinforzato	190x150 cm			
2	Foliodrape® Salvietta assorbente	33x30 cm			
1	Foliodrape® Protect Plus Telo Angiografia, fori Ø 8/16 cm, film di incisione fenestrato, bande laterali in PE	220x340 cm			
1	Foliodrape® Cuffia copristrumento PE, rotonda	Ø 89			
<b>Foliodrape® Protect Plus Set Torace II sterile</b>		<b>936763</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	
1	Foliodrape® Telo tavolo madre rinforzato	190x150 cm			
1	Foliodrape® Sacco di Mayo	80x145 cm			
4	Foliodrape® Salvietta assorbente	33x30 cm			
1	Foliodrape® Striscia adesiva	10x50 cm			
1	Foliodrape® Protect Telo Torace, foro 40x95 cm, film d'incisione integrale, sacche bilaterali	260/200x390 cm			
<b>Foliodrape® Protect Plus Set Cardiovascolare sterile</b>		<b>938742</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	
1	Foliodrape® Telo tavolo madre rinforzato	190x150 cm			
1	Foliodrape® Sacco di Mayo	80x145 cm			
4	Foliodrape® Salvietta assorbente	33x30 cm			
2	Foliodrape® Striscia adesiva	10x50 cm			
1	Foliodrape® Protect Plus Telo Torace a T, foro 32x38 cm, film di incisione integrale, sacche bilaterali	340/200x350 cm			
1	Foliodrape® Protect Plus Telo Fessurato, U adesiva 20x95 cm, copertura perineale 80x56 cm	200x260 cm			
2	Foliodrape® PE Scarpine copri piede	23.5x45 cm			
1	Foliodrape® Protect Telo approccio	200x150 cm			